


# BAUER FACE SHIELD PROTECTEUR FACIAL BAUER


MATERIALS LIST	Qty
Clear PET 0.19 mm with antifog	1
Elastic band 1"	1
Snap rivet - Nifco RV6 or Essentra Components 27MRM125	2
Double side 3M tape	1
Front sticker	1
Brow - PU foam 4pcf 30 mm	1
Nylon Washer	2




## ASSEMBLY




## FOAM BROW



## VISOR



## ELASTIC BAND



## STICKER



### WARNING TEXT

Avertissement : Utiliser uniquement comme barrière physique contre les liquides. La visière n'est pas résistante aux chocs et ne doit pas être utilisée comme protection des yeux. Ne pas utiliser comme protection contre les flammes nues et les étincelles. Usage unique.

Warning: Use only as physical barrier from liquids. Shield is not impact resistant and should not be used as eye protection. Do not use as protection against open flames and sparks. Single use.

# BAUER